

Zuverlässiges Verbrauchsmaterial



Die Performance eines Analysesystems ist nur so gut wie sein Verbrauchsmaterial. Daher wurden unsere Verbrauchsmaterialien im Rahmen der Produktentwicklung exakt auf unsere Geräte abgestimmt. Nur so lassen sich präzise Analyseergebnisse garantieren.

Zuverlässige Faseranalyse

Verbrauchsmaterial für den täglichen Gebrauch:



FibreBag

- + Standardisierung der Filtration durch definierte Maschenweite
- + Große Oberfläche für effektiven Detergenziendurchfluss ohne Verstopfung
- + Rückstandsfreie Veraschung
- + Probe wird dauerhaft umspült
- + Stickstoff-frei, dadurch geeignet zur Bestimmung des Gehaltes an zellwandgebundenen Proteinen (z.B. NDLP), zur Proteinbestimmung mittels Kjeldahl im Rahmen der Ballaststoffbestimmung und für die Chitin-Analyse in insektenbasierten Futtermitteln
- + Angepasste Porengröße zugeschnitten auf die Anforderungen der CF, NDF, ADF oder ADL Bestimmung

Art.-Nr. 10-0127 FibreBags ADF, für ADF-/NDF-Bestimmung

Art.-Nr. 10-0128 FibreBags RF, für Rohfaserbestimmung

Art.-Nr. 10-0142 FibreBags S, für sehr fein gemahlene Proben





Quarzglas-Tiegel

- + Sichtkontrolle des Analysefortschritts
- + Optimale Größe für eine Analyse
- + Lange Haltbarkeit durch robustes Quarzglas
- + Optimierung des Workflows


Art.-Nr. 13-0048



Glas Spacer

- + Optimales Umspülen der Probe
- + Optimierte Probeneinwaage in die FibreBags
- + Lange Haltbarkeit durch robustes Glas


Art.-Nr. 10-0124



Anti-Schaum-Lösung

- + Verhindert das Übersäumen der Probe
- + Sofort einsatzbereit
- + Einfache Dosierung durch Dosierflasche

Art.-Nr. 10-0143



Referenzsubstanz

- + Mit Zertifikat
- + Zur Qualifizierung Ihrer Analyseergebnisse

Art.-Nr. 10-0129 Referenzsubstanz 1:
zur Bestimmung von Protein, Fett und Rohfaser, 30 g

Art.-Nr. 10-0130 Referenzsubstanz 2:
zur Bestimmung von Protein-, Fett- und Rohfaser,
ADF/NDF, 30g



Verbrauchsmaterial by CG

- Höchste Analysequalität
- Hochwertige Reagenzien
- Funktionsgarantie mit C. Gerhardt Systemen
- Herstellung nach ISO 9001
- Bewährte Entwicklung
- Inhouse Qualitätssicherung



Verlässlicher Partner

- Innovatives Laborzubehör
- Langjährige Erfahrung
- Persönliche Beratung
- Schulung Ihrer Mitarbeiter
- Attraktive Mengenrabatte



Unser Versprechen

- Reibungsloser Bestellservice
- Gesicherte Lieferkette
- Zuverlässige Verfügbarkeit
- Flexible Servicekonzepte
- Made in Europe
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

Alle unsere Verbrauchsmaterialien finden Sie auch auf unserer Website.

Stellen Sie sich hier bequem eine Merkliste ihrer Produkte zusammen.



order@gerhardt.de
www.gerhardt.de/consumables

Kontakt allgemein:
+49 (0) 2223 2999-0
info@gerhardt.de
www.gerhardt.de